


ECG Numérisé : ECG de repos sur Pocket PC "Pocket ECG" DM SOFTWARE




*Emetteur ECG 12D
Blue-tooth*

Pocket PC ECG


*Mini Boîtier ECG 12D
Liaison USB*




Ecran Principal



Acquisition /Monitoring



Revoir



Impression

Pocket PC ECG

- ❑ Acquisition ECG 12 Dérivations temps réel par Emetteur ECG Blue tooth ou Boîtier ECG USB
- ❑ Liaison par Blue Tooth ou liaison filaire
- ❑ Fréquence d'Echantillonnage de 4096 Hz
- ❑ Fonctions
 - **Monitoring 12D** ECG Simple pour visualisation ECG temps réel
 - **ECG 12 D** pour visualisation et sauvegarde tracé ECG jusqu'à 90 S
 - **ECG d' Urgence** pour envoi par e-mail d'un tracé au format image de 10s (illustration ci-dessus)
 - Revoir un tracé sauvegardé
 - Impression directe sur Imprimante wifi ou filaire
 - Règle interactive pour mesure des intervalles et des amplitudes
 - Transfert ECG sauvegardé vers « CardioScan Resting 12 Leads » pour interprétation
 - Transfert tracé brut vers station d'accueil par e-mail, ou par tél. en mode sonore
- ❑ Compatible Windows Mobile 5.0, 6.0, CE / Configuration Minimum Requite Processeur 400 Mhz